

réf 111 CLAP DÉTARTRANT SUPER CONCENTRÉ PHOSPHATANT

— CARACTERISTIQUES

- Détartrant spécialement conçu pour les tuyauteries en spirales de chauffe-eau, chauffe bains et appareils de production d'eau chaude, condenseurs et circuits fermés obstrués par le calcaire.
- Domestique ou industriel.
- Toutes canalisations métalliques et plastiques.
- Phosphatant pour les canalisations en fer et alliages de fer.
- Produit soluble dans l'eau, ininflammable.
- Sans action sur les joints.

— UTILISATION

- Entreprises de plomberie, Chauffage, sanitaire.
- Entreprises et ateliers de maintenance.
- Forte concentration et réutilisation du produit dans tous types de pompes à détartrer.
- Minimum d'odeur et de mousse.

— MODE D'EMPLOI

- Utiliser de 1 à 5 L pour 10 L d'eau dans tous types de pompes à détartrer : cela permet de récupérer le produit pour plusieurs détartrages.
- La saturation du produit est visible par sa couleur brunâtre.
- Ne pas rajouter de produit dans une solution saturée, mais refaire une solution neuve.
- Rincer les installations abondamment à fort débit pendant 15 minutes.
- **Après détartrage, il est IMPERATIF de NEUTRALISER le circuit à l'aide du neutralisant AM REF 105 AM PH+.**
- Lire les conseils de sécurité et s'y conformer.

— SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



Symbole : C : Corrosif

C-Corrosif

- R34 Provoque des brûlures.
- R37 Irritant pour les voies respiratoires.
- S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- S23 Ne pas respirer les vapeurs.
- S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
- S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :
INRS : 01.45.42.59.59

— CONDITIONNEMENT

carton de 2 x 5 L (réf 111-005 CLAP)
bidon de 20 L (réf 111-020 CLAP)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Rév le 14.08.07