

réf 110

## DÉTARTRANT base CHLORHYDRIQUE

### — CARACTERISTIQUES

- Produit détartrant à base d'acide chlorhydrique mis au point pour éliminer le tartre et le calcaire des chaudières à vapeur, évaporateurs, pasteurisateurs, circuits de refroidissement, chauffe eau ...
- Soluble dans l'eau.
- Ininflammable.

### — UTILISATION

- Le détartrant Chlorhydrique 110 dissout tout le tartre sans toucher à l'acier.
- N'altère pas les joints de caoutchouc naturel, synthétique, plastique sain.
- *Applications* : Entreprises de détartrage, Industries, Ateliers.
- Ne pas utiliser sur les surfaces zinguées ou galvanisées et inox (sur inox utiliser le REF 111Clap).

### — MODE D'EMPLOI

- Dilué de 20% à 50% dans l'eau selon l'entartrage.
- **Neutraliser après détartrage à l'aide du REF 105 AM PH+.**

### — SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



Symbole : C : Corrosif

#### **C-Corrosif**

- R34 Provoque des brûlures.
- R37 Irritant pour les voies respiratoires.
- S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- S23 Ne pas respirer les vapeurs.
- S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
- S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :  
INRS : 01.45.42.59.59

### — CONDITIONNEMENT

- carton de 6 x 1 L (réf 110-001)
- carton de 2 x 5 L (réf 110-005)
- bidon de 20 L (réf 110-020)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Rév le 02.04.07

SANIPERFEX