

réf 125

DBS - DETARTRANT BROYEUR SANITAIRE

— CARACTERISTIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Bleu
- Odeur : Marine
- PH : >2

— UTILISATION

Dans les résidences secondaires, les collectivités, sur les bateaux, les broyeurs sanitaires s'entartrent, leurs performances diminuent considérablement jusqu'à la panne définitive.

DBS est un détartrant puissant sans effets nocifs sur toutes les parties des broyeurs et des cuvettes (émail, pvc, caoutchouc, inox, cuivre etc.....)

Grâce à son pouvoir nettoyant DBS, tout en détartrant, nettoie les broyeurs afin de leur conserver leur efficacité initiale.

DBS supprime les mauvaises odeurs

— MODE D'EMPLOI

DBS est présente en flacons ordinaires ou en flacons doseurs.

Dose d'emploi

- **Traitement de choc :**

1/4 de litre en une seule fois ensuite 120 ml par mois (1 petit verre à moutarde)

- **En flacon doseur :**

Plus facile d'emploi - plus efficace
traitement de choc : 1/4 de litre en une seule fois
ensuite 1 dose de 30 ml par semaine.

Mode d'application :

Dans tous les cas, tirer la chasse d'eau avant traitement verser ensuite le DBS directement dans la cuvette, de préférence le soir.

— SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



Symbole : Xi IRRITANT

XI - Irritant

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

S2 Conserver hors de la portée des enfants

S23 Ne pas respirer les vapeurs

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et produits de nettoyage conformément à la Directive 648/2004/CE : Néant

Agent de surface cationique : moins de 5%

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison : INRS : 01.45.42.59.59

— CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 125-001)

carton de 6 x 1 L KD (réf 125-001KD)

carton de 2 x 5 L (réf 125-005)

bidon de 20 L (réf 125-020)

fût de 200 L (réf 125-200)

SANIPERFEX