

réf 208 BIOBAC

— CARACTERISTIQUES

Déboucheur assainisseur pour bacs à graisse, canalisations.

- Aspect : Liquide opaque
- Couleur : Crème
- Odeur : Neutre
- pH : 8.0-9.0

— UTILISATION

Formulation liquide de cultures bactériennes non pathogènes et d'agents nettoyants destinée à la dégradation des graisses dans les bacs à graisses.

Produit efficace :

Les micros organismes **détruisent les odeurs et les matières organiques.**

- Ne contient aucun organisme pathogène.
- Ne contient ni acide, ni potasse.
- Prévient le ralentissement du débit de vidange, les engorgements des canalisation et le bouchage.

— MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi :

Bacs dégraisseurs :

Ensemencement :

Le dosage est évalué en fonction du volume du bac à graisse, 1.5L/m³

Dosage d'entretien :

le dosage est évalué en fonction du nombre de repas quotidiens.

400-500 repas/jours : 400 ml/jour (dosage minimal)

Laisser agir le produit, éviter les écoulements trop forts après usage.

Commencer à traiter les parties les plus éloignées.

— SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Classification microbiologique :

La préparation n'est pas considérée comme dangereuse selon la directive du Conseil 2000/54/CE. Toutes les bactéries contenues dans cette préparation sont de classe 1 conformément à la Directive du Conseil 90/679/CE (amendé par la Directive du Conseil 93/88/CE) et selon tous les systèmes de classification reconnus pour les micro-organismes. Aucune de ces souches ne produit d'enterotoxine.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison : INRS : 01.45.42.59.59

Etiquetage selon le règlement (CE) n°648/2004 (Détergent) :

COMPOSE	FONCTION	QUANTITE (%)
Agent non ionique	Tensio-actif	<5
Agent anionique	Tensio-actif	<5
EDTA	Agent chelatatant	<5
Phosphate		<5
1 ,2-Benzisothiazolin-3(2H)-one		<5

Proscrire l'usage de désinfectants (eau de javel, antibiotiques, produits chimiques) : leurs effets arrêtent l'action du produit.

— CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 208-001)

carton de 6 x 1 L KD (208-001KD)

carton de 2 x 5 L (réf 208-005)

bidon de 1 x 20 L (réf 208-020)