

DDL Laitance - réf 304

— CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide Jaune
- PH<1

— UTILISATION

Décapant laitance de ciment 5 Litres.

Élimine voiles et traces de ciment, tartre, taches de rouille et remontées de calcaire. Pour carrelages, tomettes.

S'utilise ponctuellement (après la pose de carrelage) pour éliminer : voiles et traces de ciment, traces de rouille, remontées calcaires.

Convient sur tous carrelages sauf supports sensibles aux acides tels que marbres et pierres calcaires.

Usage intérieur-extérieur

Nettoyant acide des ustensiles entartrés.

Nettoyage des betonnières

— MODE D'EMPLOI

- Diluer de 5 à 20% dans l'eau
- Laisser agir selon l'entartrage

ATTENTION :

En cas de dépôt très importants, il est préférable de faire plusieurs applications plutôt que d'augmenter les concentrations.

Ne pas utiliser sur sols sensibles aux acides (marbres, comblanchien, travertin, granito, terrazzo,...) ni sur fer, fonte,...

— SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



C - Corrosif

Symbole : C : Corrosif

Contient : de l'acide chlorhydrique < 50%
et de l'acide phosphorique < 50%

R35 Provoque de graves brûlures

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.

S23 Ne pas respirer les vapeurs.

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S27/28 Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %

Peut dégager de l'hydrogène inflammable par attaque de certains métaux.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :
INRS : 01.45.42.59.59

— CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 304-001)

carton de 2 x 5 L (réf 304-005)

bidon de 20 L (réf 304-020)

SANIPERFEX